

エヌエス

ニトリル グローブ ラテックス グローブ

フィット性に優れた検査・検診用グローブ

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDN コード : 70976000)

NS ハンドプロニトリルグローブ



グローブ取り出し口



フィルム付き 取り出し口を2カ所から選ぶことができます。 フィルムなし
フィルムが付いているのでグローブが続けて出てくることを防ぎます。

特徴

- 優れた伸縮性とフィット感
- テープが貼り付きにくい
- 指先に滑り止め加工
- 耐薬品性により優れている
- ラテックスフリー&パウダーフリー



ハンドプロニトリル

仕様	
長さ	240mm
厚み	指先 0.05mm以上 掌部 0.05mm以上

NS アルファニトリルグローブ



アルファニトリル

仕様	
長さ	240mm以上
厚み	指先 0.05mm以上 掌部 0.05mm以上

抗がん剤耐性テスト (ASTM D6978-05)

薬 剤 名		結 果
メトトレキサート、25.0mg / ml (25,000ppm)	エトボシド、(Toposar) 20.0mg / ml (20,000ppm)	240分まで透過せず
シスプラチン、1.0mg / ml (1,000ppm)	フルオロウラシル、50.0mg / ml (50,000ppm)	
シクロホスファミド、(Cytoxan) 20.0mg / ml (20,000ppm)	パクリタキセル、(Taxol)、6.0mg / ml (6,000ppm)	
ダカルバジン、(DTIC)、10.0mg / ml (10,000ppm)	硫酸ピンクリスチン、1.0mg / ml (1,000ppm)	
塩酸ドキソルビシン、2.0mg / ml (2,000ppm)		

商品名	商品コード	サイズ	色	入数	包装
NSハンドプロニトリルグローブ 届出番号 : 13B3X00142000012	19251	S	ライラックブルー	3,000枚	300枚 × 10箱
	19252	M			
	19253	L			
NS アルファ ニトリル グローブ 届出番号 : 13B3X00142000008	19180	SS	ホワイト	2,000枚	200枚 × 10箱
	19181	S			
	19182	M			
	19183	L			

NS ニトリルグローブ セミロング



セミロング

特徴

- ガウンの袖口もカバーできる長さ
- 厚手で強度にも優れている
- 耐薬品性により優れている
- 指先に滑り止め加工

仕様	
長さ	300mm以上
厚み	指先
	掌部
	0.1mm以上

抗がん剤耐性テスト (ASTM D6978-05)

薬剤名	結果
メトトレキサート、25.0mg / ml (25,000ppm)	240分まで透過せず
フルオロウラシル、50.0mg / ml (50,000ppm)	
シスプラチン、1.0mg / ml (1,000ppm)	
シクロホスファミド、(Cytosan) 20.0mg / ml (20,000ppm)	
ダカルバジン、(DTIC) 10.0mg / ml (10,000ppm)	
塩酸ドキシルピシン、20.0mg / ml (20,000ppm)	
エトポシド、(Toposar) 20.0mg / ml (20,000ppm)	

商品名	商品コード	サイズ	色	入数	包装
NS ニトリル グローブ セミロング 届出番号: 13B3X00142000009	19191	S	ブルー	1,000枚	100枚×10箱
	19192	M			
	19193	L			

スーパーラテックスグローブ



特徴

- 伸縮性に優れ、指先までよくフィットします
- 強度に優れ、長時間の作業に適しています
- 装着がし易くなるようポリマーコーティングされています
- サイズごとに色分けされた視認性の良いパッケージデザインとなっています

仕様		スーパーラテックス
長さ		230mm以上
厚み (パウダー無)	指部	0.08mm以上
	掌先	0.08mm以上



商品名	商品コード	サイズ	パウダー	入数	包装
スーパーラテックスグローブ 届出番号: 13B3X00142000003	19230	SS	無	1,000枚	100枚×10箱
	19231	S			
	19232	M			
	19233	L			

販売元

issho 日昭産業株式会社
 メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ
 〒105-8567 東京都港区虎ノ門4-3-13
 TEL.03-5472-1676 FAX.03-5472-1683

●お求めは下記の代理店へ